

MINI MANUAL INFLATE

UA-704

Monitor de presión arterial

Rápido. Fácil. Preciso.



- Tamaño "pequeño"
- Funcionamiento con un solo botón
- Precisión profesional
- Embalaje de venta compacto
- Económico y confiable
- Sin látex

¡Tecnología digital de presión arterial que cabe en la palma de su mano!

El Mini Manual Inflate UA-704 (Mini inflador manual) es un monitor innovador que incorpora tecnología digital de presión arterial y avanzadas funciones en un diseño pequeño y compacto. La función de latidos cardíacos irregulares Irregular Heartbeat de A&D viene incluida con este monitor portátil; esto le proporciona a aquellas personas con latidos cardíacos irregulares un método confiable de medirse la presión en el hogar.

Un monitor de inflado manual como lo es el UA-704, brinda una solución económica a aquellos que necesiten un método preciso de monitorear su presión arterial, sin el gasto de una unidad de inflado automático. Además, este monitor de eficiencia energética puede realizar aproximadamente 2.000 mediciones con sólo una batería 'AA' (incluida).

- Diseño que ocupa poco espacio, ideal para viajar
- Detección de latidos cardíacos irregulares
- Requiere sólo una batería 'AA' (viene incluida)
- Brazaletes disponibles en los tamaños mediano o grande (los brazaletes también se pueden comprar por separado)
- Guía de instrucciones en letra de imprenta con ilustraciones y una tarjeta de inicio rápido en inglés, francés y español
- Cuaderno de registro de la presión arterial para cuatro semanas

Por preguntas acerca de *los monitores* LifeSource, llame a nuestra línea gratuita *de salud* de LifeSource al 1-800-726-3364 y lo atenderá un representante especialmente capacitado; o visítenos en www.LifeSourceOnline.com.

Mini Manual Inflate UA-704

Para obtener una lectura precisa, es importante utilizar un brazalete del tamaño adecuado. Un brazalete demasiado pequeño producirá una lectura mayor que la presión arterial correcta; uno demasiado grande producirá una lectura menor que la presión arterial correcta. La unidad Mini Manual Inflate UA-704 posee dos tamaños diferentes de brazalete para satisfacer las necesidades de su cliente. Este monitor no es compatible con el *brazalete pequeño* de LifeSource.

| | PIEZA NÚMERO | Código Universal de productos (UPC) NÚMERO | BRAZALETE TAMAÑO |
|-------------------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ | UA-704V | 0-93764-60106-4 | Mediano 9,4" - 14,2" (24 - 36 cm) |
| | UA-704VL | 0-93764-60107-1 | Grande 14,2 - 17,7" (36 - 45 cm) |

Cada unidad incluye un manual de instrucciones trilingüe, una tarjeta de inicio rápido, un cuaderno de registro de presión arterial para cuatro semanas y una tarjeta de garantía.

Accesorios

| NÚMERO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|---------------------------|-----------------|---|
| 11-001 | Bomba de inflado de látex | UA-280 | Brazalete mediano para monitor de presión arterial: 9,4" - 14,2" (24 - 36 cm) |
| | | UA-281 | Brazalete grande para monitor de presión arterial: 14,2" - 17,7" (36 - 45 cm) |

Especificaciones técnicas

| | |
|--|--|
| Dimensiones | 3,9" (L) x 1,2" (A) x 2,0" (Alt) (100mm x 31mm x 51mm) |
| Peso | 2,6 onzas (73g) sin baterías |
| Pantalla | Digital: caracteres de 10mm de altura. La presión y el pulso se muestran alternadamente. |
| Presurización | Manual, mediante bomba de inflado |
| Despresurización | Pulsador manual |
| Tipo | Oscilométrico |
| Precisión | Presión: ± 3 mmHg o 2%, lo que sea mayor/Pulso: $\pm 5\%$ |
| Rango de la presión | 20mmHg a 280mmHg/Pulso: entre 40 y 200 pulsos por minuto |
| Suministro de energía | Una batería alcalina tipo AA (1,5 voltios). Batería incluida. |
| Duración de las baterías | Aproximadamente 2.000 mediciones |
| Condiciones del ambiente para el funcionamiento | entre 50°F a 104°F (entre 10°C a 40°C) |
| Condiciones del ambiente para el almacenamiento | entre 14°F a 140°F (entre -10°C a 60°C) |

Las mediciones de la presión arterial determinadas por este dispositivo son equivalentes a las obtenidas por un observador capacitado que sigue el método de auscultación con brazalete y estetoscopio, dentro de los límites indicados por el Instituto Nacional de Normas de EEUU (ANSI/AAMISP10) para esfigmomanómetros electrónicos. Fabricado por una empresa registrada conforme a ISO 9000 y 13485. Diseñado en Japón. Fabricado en China.

Especificaciones de embalaje y envío

| | | | |
|---|---|----------------------|---|
| Unidad de venta (Caja) | L x A x Al (pulgadas) | Peso (libras) | Dimensiones del artículo individual (pies cúbicos) |
| Todos los modelos UA-704 | 3 ¹⁵ / ₁₆ x 3 ¹⁵ / ₁₆ x 7 ¹ / ₂ | 0,93 | 0.07 |
| Dimensiones de la unidad (10 unidades) | L x A x Al (pulgadas) | Peso (libras) | Dimensiones de la caja (pies cúbicos) |
| Todos los modelos UA-704 | 20 ¹ / ₂ x 8 ¹ / ₄ x 7 ⁷ / ₈ | 10,37 | 0.76 |

Consulte con su Representante de ventas acerca de los puntos de venta y mostradores disponibles para este monitor de presión arterial.



1756 Automation Parkway
San Jose, CA 95131
www.LifeSourceOnline.com

LifeSource e EasyCuff son marcas comerciales de A&D Medical. ©2.011 A&D Medical. Todos los derechos reservados.

Consulte con su Representante de ventas de A&D acerca de otros *productos* LifeSource.

- Monitores de presión arterial
- Termómetros digitales
- Balanzas de uso personal
- Estetoscopios

Por preguntas acerca de *los monitores* LifeSource, llame a nuestra línea gratuita *de salud* de LifeSource al 1-800-726-3364 o visite nuestro sitio web en www.LifeSourceOnline.com