

ADVANCED MANUAL INFLATE (INFLADO MANUAL AVANZADO) UA-705 Monitor de presión arterial

Rápido. Fácil. Preciso.



Un monitor digital de presión arterial de inflado manual con funciones avanzadas.

El Advanced Manual Inflate (Inflador manual avanzado) es un monitor innovador que incorpora tecnología digital de presión arterial y funciones avanzadas a un precio razonable. El monitor almacena las últimas 30 lecturas en la memoria y también muestra un promedio de lecturas. La función de promedio de lectura calcula automáticamente el "promedio" de las lecturas totales almacenadas en la memoria.

El Advanced Manual inflate también ofrece dos funciones innovadoras, el indicador de clasificación de presión Pressure Rating Indicator™ y la función de latidos cardíacos irregulares Irregular Heartbeat. El indicador de clasificación de presión Pressure Rating Indicator realiza una clasificación instantánea de su presión basada en sus mediciones y disipa conjeturas acerca de lo que las mediciones de su presión significan. Además, este monitor alerta al usuario de la presencia de latidos cardíacos irregulares y proporciona medidas precisas de presión arterial y frecuencia del pulso aun cuando se producen latidos cardíacos irregulares.

- Requiere sólo una batería 'AA' (viene incluida)
- Brazaletes disponibles en los tamaños mediano o grande (los brazaletes también se pueden comprar por separado)
- Guía de instrucciones en letra de imprenta con ilustraciones y una tarjeta de inicio rápido en inglés, francés y español
- Cuaderno de registro de la presión arterial para cuatro semanas

Por preguntas acerca de los productos LifeSource, llame gratuitamente al 1-800-726-3364 y lo atenderá un representante especialmente capacitado; o visítenos en www.LifeSourceOnline.com.

- Funcionamiento con un solo botón
- 30 lecturas en memoria
- Indicador de clasificación de presión Pressure Rating Indicator™
- Función de latidos cardíacos irregulares Irregular Heartbeat
- Visualización de promedios de lecturas
- Pantalla digital grande
- Medición rápida
- Sin látex

Monitor de presión arterial Advanced Manual Inflate UA-705

Para obtener una lectura precisa, es importante utilizar un brazalete del tamaño adecuado. Un brazalete demasiado pequeño producirá una lectura mayor que la presión arterial correcta; uno demasiado grande producirá una lectura menor que la presión arterial correcta. La unidad Advanced Manual Inflate posee dos tamaños diferentes de brazalete para satisfacer las necesidades de su cliente. Este monitor no es compatible con el brazalete pequeño de LifeSource.

	PIEZA NÚMERO	Código Universal de productos (UPC) NÚMERO	BRAZALETE TAMAÑO
ESTADOS UNIDOS	UA-705V	0-93764-60157-6	Mediano 9,4 - 14,2" (24 - 36 cm)
	UA-705VL	0-93764-60158-3	Grande 14,2 - 17,7" (36 - 45 cm)
CANADÁ	UA-705CN	0-93764-60159-0	Mediano 9,4 - 14,2" (24 - 36 cm)
	UA-705CNL	0-93764-60160-6	Grande 14,2 - 17,7" (36 - 45 cm)

Cada unidad incluye un manual de instrucciones trilingüe, una tarjeta de inicio rápido, una batería AA, un cuaderno de registro de presión arterial para cuatro semanas y una tarjeta de garantía.

Accesorios

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
UA-700	Bomba de inflado gris sin látex
PA:4000735	Válvula de escape
UA-280	Brazalete mediano para monitor de presión arterial: 9,4" - 14,2" (24 - 36 cm)
UA-281	Brazalete grande para monitor de presión arterial: 14,2" - 17,7" (36 - 45 cm)

Especificaciones técnicas

Dimensiones	3,2" (A) x 4,2" (P) x 2,2" (Al) (81 mm x 105 mm x 54 mm)
Peso	4,3 onzas (120 g) sin baterías
Pantalla	Digital: Presión - caracteres de 15mm de altura, Pulso - caracteres de 10mm de altura. Presión y pulso se muestran simultáneamente.
Presurización	Manual, mediante bomba de inflado
Despresurización	Pulsador manual
Tipo	Oscilométrico
Precisión	Presión: ± 3 mmHg o 2%, lo que sea mayor/Pulso: $\pm 5\%$
Rango de la presión	20 mmHg a 280 mmHg/Pulso: entre 40 y 200 pulsos por minuto
Suministro de energía	Una batería alcalina tipo AA (1,5 voltios). Batería incluida.
Duración de las baterías	Aproximadamente 2.000 mediciones
Condiciones del ambiente para el funcionamiento	entre 50°F a 104°F (entre 10°C a 40°C)
Condiciones del ambiente para el almacenamiento	entre 14°F a 140°F (entre -10°C a 60°C)

Las mediciones de la presión arterial determinadas por este dispositivo son equivalentes a las obtenidas por un observador capacitado que sigue el método de auscultación con brazalete y estetoscopio, dentro de los límites indicados por el Instituto Nacional de Normas de EEUU (ANSI/AAMISP10) para esfigmomanómetros electrónicos. Fabricado por una empresa registrada conforme a ISO 9000 y 13485. Diseñado en Japón. Fabricado en China.

Especificaciones de embalaje y envío

Unidad de venta (Caja)	A x P x Al (pulgadas)	Peso (libras)	Dimensiones del artículo individual (pies cúbicos)
Todos los modelos UA-705	5 ¹ / ₁₆ x 3 ¹ / ₂ x 7 ¹¹ / ₁₆	1,32	0.08
Dimensiones de la unidad (10 unidades)	A x P x Al (pulgadas)	Peso (libras)	Dimensiones de la caja (pies cúbicos)
Todos los modelos UA-705	18 ¹ / ₂ x 11 x 8 ¹ / ₂	14,34	1.00

Consulte con su Representante de ventas acerca de los puntos de venta y mostradores disponibles para este monitor de presión arterial.



1756 Automation Parkway
San Jose, CA 95131
www.LifeSourceOnline.com

LIFE SOURCE®



Pressure Rating Indicator es una marca comercial de A&D Medical. Con patente en trámite. LifeSource es una marca registrada de A&D Medical. ©2011 A&D Medical. Todos los derechos reservados.

Consulte a su Representante de ventas A&D acerca de los productos LifeSource.

- Monitores de presión arterial
- Termómetros digitales
- Balanzas de uso personal
- Estetoscopios

Por preguntas acerca de los productos LifeSource, llámenos gratuitamente al 1-800-726-3364 o visite nuestro sitio web en www.LifeSourceOnline.com