

DIGITAL WRIST (DIGITAL DE MUÑECA)

Monitor de presión arterial

UB-521

Rápido. Fácil. Preciso.



A&D Medical aplicó su tecnología de última generación para monitorear la presión arterial en la muñeca con el toque de un solo botón. El Monitor de muñeca es más pequeño, liviano y compacto que otros monitores de muñeca; y es ideal para viajar. Distinto a otros monitores que miden la presión arterial durante la salida de aire del brazalete, el monitor digital de muñeca mide la presión arterial durante el inflado del brazalete, lo que permite una lectura más rápida y cómoda. La memoria automática almacena sus últimas 90 mediciones de presión arterial para lograr un registro efectivo.

La función de promedio de lecturas automáticamente calcula el "promedio" de todas las lecturas almacenadas en la memoria. El UB-521 también posee la función de latidos irregulares Irregular Heartbeat. Esta función proporciona mediciones de presión arterial y frecuencia del pulso aun cuando se producen latidos cardíacos irregulares que alertan al usuario. Se incluye un estuche rígido para proteger el monitor cuando no esté en uso.

- Funcionamiento con un solo botón
- Proporciona simultáneamente una lectura de la presión sistólica/diastólica y de la frecuencia del pulso
- Manual de instrucciones bilingüe con hojas de registros de la presión arterial (en inglés y español)
- Estuche rígido incluido
- Incluye dos baterías "AAA"

Por preguntas acerca de los productos LifeSource, llame gratuitamente al 1-800-726-3364 y lo atenderá un representante especialmente capacitado; o visítenos en www.LifeSourceOnline.com.

- 90 Registros de memoria
- Pressure Rating Indicator™ (Indicador de clasificación de presión)
- Detección de latidos cardíacos Irregulares
- Visualización de promedio de lecturas
- Pulsador de un toque
- Ideal para viajar

Monitor de presión arterial Digital Wrist UB-521

El monitor de presión arterial Digital Wrist cabe fácil y cómodamente en su muñeca y proporciona una lectura precisa. Esta unidad portátil y compacta proporciona mediciones rápidas y comodidad para aquellos que buscan una manera fácil de monitorear su presión arterial al estar lejos del hogar.

NÚMERO DE PIEZA	NÚMERO UPC (Código Universal de Productos)	TAMAÑO DEL BRAZALETE
UB-521	0-93764-60213-9	5,3" - 8,5" (13,5 - 21,5 cm)

Cada unidad viene con un manual de instrucciones bilingüe con hojas de registros de la presión arterial, una tarjeta de inicio rápido, dos baterías AAA y un estuche.

Especificaciones técnicas

Dimensiones	1,2" (P) x 2,4" (A) x 2,6" (Al) (30 x 60 x 65 mm)
Peso	3,2 onzas (89 g) sin baterías
Pantalla	Digital: caracteres de 9/7 mm de altura Presión y pulso se muestran simultáneamente
Memoria	90 lecturas
Presurización	Automática, mediante microbomba
Salida de aire	Sistema con válvula de expulsión constante del aire
Tipo	Oscilométrico
Precisión	Presión: ± 3 mmHg o $\pm 2\%$, lo que sea mayor; Pulso: $\pm 5\%$
Rango de la presión	20 mmHg a 280 mmHg; Pulso: entre 40 y 200 pulsos por minuto
Suministro de energía	Dos baterías alcalinas tipo AAA (1,5 voltios). Baterías incluidas.
Duración de las baterías	Aproximadamente 400 mediciones
Condiciones del ambiente para el funcionamiento	entre 50° a 104°F (entre 10° a 40°C)
Condiciones del ambiente para el almacenaje	entre 14° y 140°F (entre -10° y 60°C)

Las mediciones de la presión arterial determinadas por este dispositivo son equivalentes a las obtenidas por un observador capacitado que sigue el método de auscultación con brazaletes y estetoscopio, dentro de los límites indicados por el Instituto Nacional de Normas de EEUU (ANSI/AAMISP10) para esfigmomanómetros electrónicos. Fabricado por una empresa registrada conforme a ISO 9001 y 13485. Diseñado en Japón. Fabricado en China.

Especificaciones de embalaje y envío

Unidad individual (caja)	A x P x Al (pulgadas)	Peso (libras)	Dimensiones del artículo individual (pies cúbicos)
Modelos UB-521	4,6 x 3,52 x 6,12	0.71	0.06

Dimensiones de la unidad (10 unidades)	A x P x Al (pulgadas)	Peso (libras)	Dimensiones de la caja (pies cúbicos)
Modelos UB-521	18 x 10 x 7	8.4	0.73



1756 Automation Parkway
San Jose, CA 95131
www.LifeSourceOnline.com

LIFE SOURCE®



Pressure Rating Indicator es una marca comercial de A&D Medical. Patente en trámite. LifeSource es una marca registrada de A&D Medical. ©2011 A&D Medical. Todos los derechos reservados.

Consulte a su Representante de ventas A&D acerca de los productos LifeSource.

- Monitores de presión arterial
- Termómetros digitales
- Balanzas de uso personal
- Estetoscopios
- Podómetros

Por preguntas acerca de los productos LifeSource, llámenos gratuitamente al 1-800-726-3364 o visite nuestro sitio web en www.LifeSourceOnline.com